

Přehled produktů TENA Pants a TENA Flex

Počet hrazených balení/kusů

Kód VZP	Název produktu	1 měsíc	2 měsíce	3 měsíce
Maximální úhrada		1 700 Kč	3 400 Kč	5 100 Kč
0171930	TENA Pants Normal S	6/90	12/180	18/270
0171931	TENA Pants Normal M	9/90	18/180	27/270
0171932	TENA Pants Normal L	9/90	18/180	27/270
0171933	TENA Pants Normal XL	6/90	12/180	18/270
0171934	TENA Pants Plus XXS	4/56	9/126	14/196
0170831	TENA Pants Plus S	4/56	9/126	14/196
0170256	TENA Pants Plus M	5/70	10/140	15/210
0170255	TENA Pants Plus L	5/70	10/140	16/224
0170257	TENA Pants Plus XL	5/60	10/120	15/180
0170832	TENA Pants Super S	5/60	10/120	17/204
0170259	TENA Pants Super M	6/72	12/144	18/216
0170258	TENA Pants Super L	5/60	10/120	15/180
0170254	TENA Pants Maxi M	7/70	14/140	22/220
0170253	TENA Pants Maxi L	6/60	12/120	18/180
0170265	TENA Lady Pants Discreet M	5/60	10/120	16/192
0170264	TENA Lady Pants Discreet L	6/60	11/110	19/190
0170267	TENA Lady Pants Discreet Plus M	4/48	9/108	14/168
0170266	TENA Lady Pants Discreet Plus L	6/60	11/110	19/190
0172246	TENA Men Level 4 M	5/60	10/120	16/192
0172245	TENA Men Level 4 L	6/60	12/120	19/190
0087992	TENA Flex Plus S	3/90	7/210	10/300
0087703	TENA Flex Plus M	3/90	7/210	10/300
0087704	TENA Flex Plus L	3/90	7/210	10/300
0088116	TENA Flex Plus XL	2/60	5/150	7/210
0085827	TENA Flex Super S	2/60	5/150	8/240
0085828	TENA Flex Super M	2/60	5/150	8/240
0085829	TENA Flex Super L	2/60	5/150	8/240
0085830	TENA Flex Super XL	2/60	5/150	8/240
0087994	TENA Flex Maxi S	3/66	7/154	10/220
0087835	TENA Flex Maxi M	3/66	7/154	10/220
0087836	TENA Flex Maxi L	3/66	7/154	10/220
0087996	TENA Flex Maxi XL	2/42	5/105	8/168



**NA SPRÁVNÉM
VÝBĚRU**
inkontinenčních
pomůcek záleží

Efektivní péče

Nová studie zaměřená na časovou a fyzickou náročnost výměny inkontinenční pomůcky.



Na správném výběru pomůcky záleží

Z výsledků studie vyplývá, že **správný výběr inkontinenčních pomůcek** může **významně usnadnit práci** při jejich výměně.¹

77%
pracovníků ve zdravotnictví trpí bolestmi bederní páteře²

Použitá metodologie

U 4 typů pomůcek (**Flex, Pants, Slip a Comfort**) bylo měřeno **celkové skóre efektivity** při výměně pomůcky, které se skládá z: **časové náročnosti, fyzické zátěže a celkové spokojenosti pečovatele.**

VÝSLEDKY CELKOVÉHO SKÓRE

Pomůcka **TENA Flex** dosahuje nejvyššího celkového skóre efektivity při **VÝMĚNĚ VLEŽE**¹



Pomůcky **TENA Flex** a **TENA Pants** dosahují nejvyššího celkového skóre efektivity při **VÝMĚNĚ VESTOJE**¹



Používání pomůcek s vyšším celkovým skóre, **TENA Flex** a **TENA Pants**, šetří čas a snižuje fyzickou námahu při jejich výměně.



Až o **13 týdnů** ročně více volného času pro pečovatele¹

Pečovatelé tak mají **více volného času**, který mohou věnovat kvalitnější péči.



Až o **9 týdnů** ročně méně času stráveného v předklonu¹

Snížení fyzické námahy vede ke zlepšení zdravotní kondice pečovatele a tím ke snížení času v pracovní neschopnosti.



Zvýšení **spokojenosti** pečovatele

Více volného času a méně námahy pro pečovatele přispívá ke zlepšení **celkové pracovní atmosféry.**



Optimalizační kalkulačka*

Díky optimalizační kalkulačce TENA, můžete zjistit, jaký typ inkontinenčních pomůcek Vám může **nejvíce usnadnit práci.**

1. Rice, S.Ketal. Usability of absorbing incontinence products, 2016; RISE Research Institutes of Sweden
2. Holtermann, A et al. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2013;39(2):164–169

*Optimalizační kalkulačka statisticky vyhodnotí nevhodnější poměr jednotlivých druhů inkontinenčních pomůcek a vypočítá dopad optimalizace tohoto procesu.