

## Ny teknik ger mer tid till omvårdnad

Tre Stiftelsers äldreboenden i Göteborg använder det nya tekniska hjälpmedlet TENA Identifi™ vid inkontinensutredningar.

- Den nya tekniken gör det möjligt att prova ut individanpassade inkontinensskydd eller ta bort skyddet helt och istället assistera vid toalettbesök. Utöver den ökade värdigheten det ger våra boende, gör tekniken även att vi får mer tid till omvårdnad, säger Susanne Börjesson, HSL-chef på Tre Stiftelser.



Susanne Börjesson,  
HSL-chef på Tre Stiftelser

### Ostörd nattsömn

Bland personalen har TENA Identifi™ tagits emot positivt. Framför allt eftersom det bidrar till att skapa livskvalitet för de boende. Nästan alla som har blivit utredda har kunnat byta till ett tunnare skydd eller till och med kunnat sluta använda skydd.

- Det skapar värdighet för den boende att ha ett inkontinensskydd som märks så lite som möjligt. När vi visar resultatet från mätningen, känner de sig trygga i att våga byta till ett tunnare. Som en boende sa efter att hon fått ett mindre skydd: "Jag känner mig så ledig och snygg nu", säger Carina Gårdshage, ansvarig sjuksköterska på äldreboendet Otium. För personalen innebär bättre utprovade skydd att de inte behöver lägga lika mycket tid på att byta inkontinensskydd som tidigare. Istället kan de hjälpa till med toalettassistans så att fler slipper skydd.

Ytterligare en fördel är att de boende inte behöver väckas mitt i natten för att kontrollera om skyddet behöver bytas, utan kan få en hel natts ostörd sömn.


### Mer tid till omvårdnad

Tre Stiftelser var med och testade TENA Identifi™ inför att produktens skulle släppas på marknaden. Resultatet blev så bra att man beslutade införa det permanent. All personal utbildades i hur skyddet fungerar och ska användas. -Bättre anpassade skydd gör att vi behöver lägga mindre tid på att tvätta, bädda rent och på byten. Testet visade att vi kan spara upp till 43 timmar per vårdtagare och år. Det är en hel arbetsvecka som vi istället kan använda till att bara umgås med våra boende, sitta och småprata i soffan, gå till restaurangen eller ut i trädgården, säger Susanne Börjesson.

Målet på Tre Stiftelser är att göra användandet av TENA Identifi™ till en vardaglig rutin, så att alla boende får individuellt anpassade skydd.

## Smarta TENA Identifi™

TENA Identifi™ är det nya, smarta verktyget som används vid inkontinensutredningar och är ett steg mot ökad användning av välfärdsteknologi inom basal vård och omsorg



TENA Identifi™ Sensor Wear med inbyggda sensorer

Ur TENA Identifi™ Webbportal skapas individuella rapporter

TENA Identifi™ Loggern återanvänds

För tillgång till den senaste instruktionsmanualen för TENA Identifi™ Systemet, besök [tenaidentifi.sca.com](http://tenaidentifi.sca.com)



**NY**  
kunskap för bättre resultat

# Innovation

TENA Identifi™ - stöder faktabaserade inkontinensutredningar för god individuell inkontinensvård



SCA Care of Life. För att våra produkter gör livet lättare för dig och miljön andra människor runtom i världen. För att våra råvaror och vårt sätt att arbeta ingår som en naturlig del i den globala livscykeln. Och för att vi bryr oss.



TENA Identifi™

Tillsammans gör vi skillnad



*"Vårt fokus ligger på individen  
och ett meningsfullt liv.  
Teknik som TENA Identifi bidrar till detta".*

- Susanne Börjesson, HLS chef på Tre Stiftelser

## Fördjupad kunskap främjar kontinens, värdighet och individuella val

TENA Identifi™ är en bekväm allt-i-ett lösning som enkelt integreras i normala rutiner.

Under utvärderingen ersätts de vanliga inkontinensskydden med TENA Identifi™ Sensor Wear. Via tunna inbyggda sensorer samlas information in om mängd och tidpunkt för urinläckage.

TENA Identifi™ Loggern, som fästs på sensorskyddet är återanvändningsbar. Den registrerar informationen som sedan skickas automatiskt till en databas. Ur en säker webbportal skapas en lättöverskådlig rapport med diagram, alltid med bibehållen integritet för individen.

TENA Identifi™ ger värdefull kunskap om en individs behov av toalettassistans, inkontinenshjälpmedel och tillhörande bytesrutiner. Det hjälper personalen att skapa individuella omvårdnadsplaner och möjliggör anpassade produktval. Rätt utprovade skydd ökar inte bara värdighet och främjar kontinens för den enskilda individen, det sänker även produktkonsumtion och miljöpåverkan.

## Grunden för god inkontinensvård är förståelse för individuella behov

Få sjukdomar påverkar livskvalitet, värdighet och känslan av självständighet så mycket som just inkontinens. Det påverkar också kvaliteten på äldreomsorgen och personalens vardag.

Ungefär 80 procent av alla äldre på särskilda boenden lider av inkontinens och använder dagligen någon form av hjälpmedel<sup>[1]</sup>. För att förstå vad varje individ behöver krävs individuell utredning.

TENA Identifi™ är ny teknik som underlättar inkontinensutredningar. Under 72 timmar registrerar verktyget en individs läckagemönster. Informationen omvandlas till en rapport som ger fördjupad kunskap om individuella mönster och urinmängder. Rapporten är ett faktabaserat underlag som används för att bedöma lämpligast tider för toalettbesök och byten och förenklar förskrivning av inkontinenshjälpmedel enligt SOSFS 2008:1<sup>[2]</sup>.

Under 72 timmar används TENA Identifi™ Sensor Wear med nio inbyggda sensorer. Skyddet byts enligt normala bytesrutiner och slängs efter användning.



Loggern på skyddets framsida skickar informationen trådlöst via mobilnätet till en säker webbportal.



Ur webbportalen kan personalen generera en rapport utifrån vilken de kan planera toalettbesök samt storlek och användning av inkontinensskydd för personer som lider av urinläckage.



(1) Socialstyrelsens Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2014.

(2) SOSFS 2008:1, uppdaterad SOSFS 2013:6, Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård.